

Concare® Lipoclean ULTRA

INDICACIONES:

Limpiador diario para todo tipo de lentes de contacto permeables al gas o hidrofílicas.

Lipoclean Ultra, gracias a su efecto desengrasante, es ideal para mantener la superficie de la lente de contacto en condiciones óptimas, eliminando depósitos lipídicos y proteicos. Al no incluir en su composición ningún componente abrasivo, es ideal para aquellas lentes que, por su composición o tratamientos superficiales, puedan deteriorarse con más facilidad.

COMPOSICIÓN:

Alcohol isopropílico 20%, Dinatrii edetas, Hydroxiethylcellulosum, Conservantes: E200 0.25%, excip. ad sol.

ADVERTENCIA:

Evite el contacto de la solución de limpieza Concare Lipoclean ULTRA con los ojos.



Concare® Solución Limpiadora

INDICACIONES:

Limpiador intensivo para todo tipo de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. Elimina proteínas y otras sustancias sólidas adheridas a la lente.

COMPOSICIÓN:

Limpiador no iónico con gel de sílice. Conservante: Polyhexanida Biguanida.

ADVERTENCIA:

No usar directamente en el ojo. Aclarar con solución salina o con Concare solución acondicionadora antes de utilizar. No recomendado para lentes con tratamientos superficiales. No apto para lentes de contacto blandas.



Concare® Solución Acondicionadora

INDICACIONES:

Solución humectante, acondicionadora y desinfectante para todo tipo de lentes de contacto rígidas y permeables al gas.

COMPOSICIÓN:

Alcohol polivinílico. Conservante: Polyhexanida Biguanida.

ADVERTENCIA:

No apto para lentes de contacto blandas.



SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO

Concare® Mini Kit

INDICACIONES:

Solución de mantenimiento para lentes de contacto rígidas y permeables al gas.

Contiene:

Concare® Solución Acondicionadora de 60 ml.

Concare® Solución Limpiadora de 10 ml.

Estuche portalentes.



Líquido de limpieza enzimático Boston One Step

INDICACIONES:

Indicado para la limpieza enzimática semanal de las lentes de contacto permeables a los gases. Esta solución actúa conjuntamente en la etapa de desinfección en el estuche de las lentes, sustituyendo las tabletas enzimáticas.

COMPOSICIÓN:

Solución acuosa estéril de enzima proteolítica (subtilisina) y glicerol.

ADVERTENCIA:

No usar directamente en el ojo y no apto para lentes de contacto blandas.



Solución única Boston Simplus

INDICACIONES:

Solución única limpiadora, desinfectante y acondicionadora para todo tipo de lentes permeables a los gases que además elimina proteínas y lípidos. Esta solución acondiciona la lente para asegurar una perfecta inserción y una buena humectación. Sirve también para aclarar la lente y es compatible con el ojo.

COMPOSICIÓN:

Poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sodio, cloruro de sodio, hidrosipropilmetil celulosa y glucam. Preservado con Gluconota de Clorhexidina (0,003%) y poliaminopropil biguanida (0,0005%).

ADVERTENCIA:

No apto para lentes de contacto blandas. Cambiar la solución del estuche de forma diaria.



Solución Acondicionadora Boston Advance

INDICACIONES:

Solución humectante biocompatible con el ojo que contiene un sistema optimizado de conservación muy eficaz en la destrucción y eliminación de microorganismos nocivos que se encuentran en la superficie de las lentes de contacto permeables a los gases. Además, recubre la superficie de la lente de contacto de forma que reduce la fricción al ponerla en el ojo.

COMPOSICIÓN:

Poliaminopropil biguanida (0,0005%), gluconato de Clorhexidina (0,003%), edetato disódico (0,05%), sales y agentes estabilizantes de PH, poli-quina-ternario10, viscosizante celulósico, alcohol polivinílico, derivado de polietilenglicol.

ADVERTENCIA:

No apto para lentes de contacto blandas. Cambiar la solución del estuche de forma diaria.



Limpiador Boston Advance

INDICACIONES:

Limpiador diario para lentes de contacto permeables a los gases. Elimina depósitos como proteínas, lípidos y otras capas de residuos que se acumulan sobre este tipo de lentes.

COMPOSICIÓN:

Alquil eter sulfato (9.8%), alquil fenol etoxilado, cloruro sódico, suspensión de sílice, fosfato sódico dibásico y base fosfolípida tricuaternaria de cacao.

ADVERTENCIA:

No usar directamente en el ojo y no apto para lentes de contacto blandas.



Limpiador profesional Boston

INDICACIONES:

Elimina lípidos y depósitos permitiendo mejorar la humectabilidad de la lente. Indicado únicamente para USO PROFESIONAL.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de surfactantes solubles en agua con un 10% de 2- Propanol.

